

A1 belaidis oro kompresinis kojų masažuoklis
Naudotojo vadovas

BELAIDIS / ĮKRAUNAMAS
2000 mA ličio jonų baterija

LENGVO SVORIO KONSTRUKCIJA
1,1 svoro/vnt. / 500 g/vnt.

ELEELS sukūrė belaidį oro kompresinį kojų masažuoklį, skirtą masažuoti blauzdos raumenis, sumažinti nuovargį ir pagerinti kraujotaką. Masažuoklis apgaubia ir masažuoja kulkšnis ir kulnus, stumdamas cirkuliuojantį kraujo srautą į viršų per visą blauzdą, užtikrindamas ritmingą oro suspaudimą, stipriai suspausdamas pėdas, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas, atpalaiduoja ir masažuoja blauzdas ir taip sumažina skausmą.

SPECIFIKACIJOS

Išmanusis „viskas viename“ valdiklis.

6 masažavimo zonos.

Oro slėgis: 25 kPa (švelnus), 40 kPa (spartus), 50 kPa (dinaminis).

3 atskiros oro pagalvės.

3 skirtingi masažavimo režimai.

Spartus (10 min.), švelnus (20 min.), dinaminis (15 min.)

Žema, aukšta galia.

- 1) 3 atskiros oro pagalvės.
- 2) 6 masažavimo zonos.
- 3) 2000 mA ličio jonų baterija (įkrauta veikia iki 3 valandų).
- 4) Velcro lipdukai.
- 5) „Viskas viename“ valdiklis.
- 6) 2 galios lygiai.
- 7) 3 masažavimo režimai optimaliam slėgiui.
- 8) Belaidis ir lengvas (500 g/vnt.).

Oro slėgis: nuo 25 kPa iki 50 kPa.

Svoris: 1,1 svoro/vnt. / 500 g/vnt.

Įkrovimo prievadas: USB Type-C

ĮKROVIMAS

Prieš pirmą kartą naudojant masažuoklį pilnai įkraukite bateriją:

- 1) Įjunkite USB Type-C kabelį į įkrovimo prievadą.
- 2) Įkrovimo trukmė priklauso nuo jūsų naudojamo adapterio. Rekomenduojame naudoti ne mažiau kaip 5 V / 2 A įkrovimo adapterį, kad pilnai įkrautumėte abi A1 poras maždaug per 3 valandas.
- 3) Įkrovimo metu baterijos įkrovos LED indikatorius lėtai mirksi žalia spalva. Kai indikatorius nustoja mirksėti, baterija yra pilnai įkrauta.
- 4) Baterijos įkrovos LED indikatorius rodo A1 baterijos įkrovos lygį:
 - Raudona spalva: 0-10 %.
 - Žalia spalva: 10-100 %.

PARUOŠIMAS (BLAUZDA)

- 1) Paimkite dešinę rankovę.
- 2) Apvyniokite ją aplink blauzdą.
- 3) Išlyginkite viršutinę A1 dalį su blauzda.
- 4) Pirmiausia apvyniokite kulkšnį, po to apvyniokite blauzdą. Naudokite Velcro lipdukus, norėdami nustatyti tinkamą užspaudimą.
- 5) Atlikite šias procedūras su kairiąja rankove.

PARUOŠIMAS (PĖDA)

- 1) Paimkite dešinę rankovę.
- 2) Išlyginkite apatinę A1 dalį su kulnu.
- 3) Pirmiausia apvyniokite keltį, po to ties pirštais. Naudokite Velcro lipdukus, norėdami nustatyti tinkamą užspaudimą.
- 4) Atlikite šias procedūras su kairiąja rankove. Nevaikščiokite tuo metu, kai atliekamas pėdų masažas.

VEIKIMAS

- Paspauskite ir 2 s palaikykite nuspaustą išmanųjį „viskas viename“ valdiklį, kad įjungtumėte masažuoklį.
- Paspauskite kairiąją išmanaus „viskas viename“ valdiklio pusę ir pasirinkite žemą arba aukštą galios lygį. Pasirinkus žemą lygį maitinimo indikatorius šviečia blausiai, pasirinkus aukštą lygį maitinimo indikatorius šviečia ryškiai.
- Paspauskite išmaniojo „viskas viename“ valdiklio režimo pasirinkimo pusėje ir pasirinkite masažavimo režimą: spartus, švelnus ar dinaminis.
- Spartus režimas – tai 10 minučių trukmės masažo procedūra, kurios metu masažuojami blauzdos raumenys, taip greitai sumažinant nuovargį ir pagerinant kraujotaką. Masažo režimo LED indikatorius šviečia mėlyna spalva.
- Švelnus režimas – tai 20 minučių trukmės masažo procedūra, kurios metu atpalaiduojami raumenys ir kūnas. Masažo režimo LED indikatorius šviečia violetine spalva.
- Dinaminis masažas – tai 15 minučių trukmės procedūra, kurios metu masažuojami pėdos raumenys ir padai ir taip atpalaiduojami. Masažo režimo LED indikatorius šviečia balta spalva. Kai baterijos įkrovos lygis yra mažesnis kaip 10 %, baterijos LED indikatorius šviečia raudonai. Masažuoklis dar keletą minučių veikia, po to išsijungia.
- Po kiekvienos procedūros masažuoklis automatiškai išsijungia. Jį taip pat galima išjungti, 2 s palaikius paspaustą maitinimo mygtuką.

PRIEŽIŪRA, VALYMAS IR LAIKYMAS

- Masažuoklį valykite truputį sudrėkintu rankšluosčiu, po to nusauskite minkšta šluoste.
- Norėdami išvalyti vidinį plaunamą sluoksnį, nuimkite nuo Velcro lipdukų ir plaukite 30 °C / 86 °F temperatūroje. Nenaudokite baliklio. Nedžiovinkite džiovyklėje.
- Naudokite ELEELS pateiktą USB Type-C kabelį.
- Laikykite ELEELS A1 švarioje ir sausoje vietoje.

ĮSPĖJIMAI

- Nenaudokite masažuoklio ilgiau kaip vieną valandą nenutrūkstamu režimu. Padarykite 10 minučių pertrauką prieš kitą naudojimą.

SAUGOS NURODYMAI

PAVOJUS! SIEKIANČI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, UŽSIDEGIMO IR ASMENS SUŽEIDIMO PAVOJAUS, GAMINYS TURI BŪTI NAUDOJAMAS LAIKANTIS ŠIŲ NURODYMŲ:

- Gali naudotis tik suaugę asmenys.

- Jeigu naudojimo metu pajuntate skausmą, nedelsiant išjunkite masažuoklį.
- Saugokite masažuoklį nuo kontakto su vandeniu.
- Nemėtykite masažuoklio.
- Baterijos įkrovimui naudokite USB Type-C kabelį.
- Nebandykite kaip nors modifikuoti masažuoklį.
- Nepalikite veikiantį ar įkraunamą masažuoklį be priežiūros.

ATSAKOMYBĖ

Nenaudokite ELEEEELS A1 masažuoklio prieš tai negavę savo gydytojo leidimo, jei: neseniai pakeistas sąnarys, įstatyti metaliniai kaiščiai ar plokštelės arba nerimaujate dėl savo fizinės sveikatos. Nenaudokite A1 masažuoklio, jei jo veikimo vietoje ar šalia jos jaučiate skausmą, diskomfortą arba yra žaizda.

GARANTIJA

JEI PER VIENERIUS METUS NUO PIRKIMO DIENOS ŠIS GAMINYS SUGENDA DĖL MEDŽIAGOS AR GAMYBOS DEFEKTO, ELEEEELS NEMOKAMAI PATAISYS ARBA PAKEIS GAMINĮ AR REIKALINGUS KOMPONENTUS.

GARANTIJA NETAIKOMA, JEIGU:

- žala padaroma įvykio metu, dėl piktnaudžiavimo, netinkamo elgesio ar transportavimo metu;
- giminiui buvo atliktas neleistinas remontas;
- gaminys buvo naudojamas nesilaikant ELEEEELS priežiūros instrukcijų;
- padaryta žala viršija gaminio kainą;
- gaminys sugedo dėl netinkamo laikymo ir (arba) sąlygų naudotojo patalpose;
- nėra dokumento su gaminio pirkimo data.