

X1T smūginis masažuoklis
Naudotojo vadovas

BELAIDIS / ĮKRAUNAMAS
24 V ličio jonų baterija

LENGVA KONSTRUKCIJA
2,5 svaro / 1,1 kg

ELEEELS sukūrė smūginį masažuoklį, kuris malšina skausmą ir skatina kraujotaką, taip pat pagreitina raumenų atsigavimą ir apsaugo juos nuo pažeidimų.

SPECIFIKACIJOS

Įjungimo / išjungimo jungiklis.

Vaizdas iš šono.

Sportinio režimo indikatorius.

Komfortiško režimo indikatorius.

Baterija.

Baterijos įkrovos lygio indikatorius.

Vaizdas iš galo.

Maitinimo / pauzės / lygio pasirinkimo mygtukas.

Taškinė galvutė.

Plokščia galvutė.

Šakutė.

Apvali galvutė.

1. Galingas didelio sukimo momento variklis be šepetėlių.
2. Įkraunama ličio jonų baterija (įkrovus veikia ilgiau nei 3 valandas).
3. 6 greičių pasirinkimas optimaliam spaudimui.
4. Bevielis ir lengvas (2,5 svaro).
5. Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis.
6. Keičiamos galvutės (keturios).
7. ELEEELS universalus adapteris.

Vibravimo dažnis:

Komfortiškas režimas: 900 aps./min., 1200 aps./min., 1500 aps./min.

Sportinis režimas: 1800 aps./min., 2400 aps./min., 3200 aps./min.

Svoris: 2,5 svaro / 1,1 kg.

Įkrovimas: 110-240 V 50/60 Hz 28 V, DC-1A.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS MASAŽUOKLIU PERSKAITYKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ.

ĮKROVIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą kraukite bateriją ne trumpiau kaip 6 valandas.

Baterijos įkrovimas:

- 1) Išjunkite maitinimo jungiklį, esantį rankenos apačioje, ir prijunkite pateiktą adapterį.
- 2) Kai prasideda įkrovimas, pradeda mirksėti žalias šviesos diodas rankenos apačioje.
- 3) Kai šviesos diodas nustoja mirksėti, baterija pilnai įkrauta.

VEIKIMAS

- Paspauskite maitinimo jungiklį rankenos apačioje į padėtį „Įjungta“.
- Paspauskite maitinimo jungiklį, esantį galinėje masažuoklio dalyje.
- Masažuoklis išsijungia po 10 minučių veikimo, paprasčiausiai paspauskite maitinimo mygtuką, kad jis vėl pradėtų veikti.

Sportinis režimas, 1-3 lygiai:

Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad pasirinktumėte sportinio režimo 1-ą lygį. Paspausdami maitinimo mygtuką galite pasirinkti, atitinkamai, 2-ą ir 3-ią lygį. Mėlynas šviesos diodas rodo pasirinktą galią.

Komfortiškas režimas, 1-3 lygiai

Paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką 2 s ir atleiskite. Masažuoklis veiks komfortiško režimo 1-u lygiu. Paspausdami pagrindinį maitinimo mygtuką galite pasirinkti, atitinkamai, 2-ą ir 3-ią lygį. Mėlynas šviesos diodas rodo pasirinktą galią.

- Masažuokite norimą kūno dalį norimu greičiu, jei reikia, paspauskite masažuoklį.
- Apvalus baterijos įkrovos indikatorius:
 - raudonas: 0-25 %;
 - mėlynas: 25-75 %;
 - žalias: 75-100 %.

KAIP NUSTATYTI RANKENOS KAMPĄ?

Pasukite rankeną su baterija 180 laipsnių. Atsistojus į vietą pasigirs spragtelėjimas.

PRIEŽIŪRA, VALYMAS IR LAIKYMAS

- Masažuoklį valykite truputį sudrėkintu rankšluosčiu, po to nusauskite minkšta šluoste.
- Prietaiso nevalykite cheminėmis medžiagomis ar spiritu.
- Naudokite tik ELEEEELS pateiktą kintamos srovės adapterį.

ĮSPĖJIMAI

- Nemerkite prietaiso į vandenį. Laikykite atokiai nuo skysčių ar šilumos šaltinių. Ventilacijos angas laikykite švarias ir be dulkių.
- Neišsukite varžtų ir neardykite prietaiso.
- Masažuoklis nepertraukiamai gali veikti ne ilgiau kaip valandą. Padarykite 10 minučių pertrauką prieš kitą naudojimą.
- Masažuoklis skirtas tik suaugusiems. Nenaudokite, jei turite traumų. Prieš naudodami prietaisą pasikonsultuokite su gydytoju.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

PAVOJUS! SIEKIANČI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, UŽSIDEGIMO IR ASMENS SUŽEIDIMO PAVOJAUS, GAMINYS TURI BŪTI NAUDOJAMAS LAIKANTIS ŠIŲ NURODYMŲ:

- Gali naudotis tik suaugę asmenys.
- Naudokite tik su sausu švariu kūnu, pridengtu drabužiais, lengvai prispausdami ir judindami per kūną apie 60 sekundžių vienoje zonoje.
- ELEEEELS smūginį masažuoklį naudokite tik pageidaujamiems kūno minkštiesiems audiniams masažuoti. Nenaudokite masažuoti galvai ar kitoms kietoms ar kaulų turinčioms vietoms. Jeigu masažo metu pajuntate bet koki skausmą, nedelsiant nutraukite procedūrą.
- Nekiškite jokių daiktų į ELEEEELS smūginio masažuoklio ventilacijos angas.
- Saugokite prietaisą nuo kontakto su vandeniu.
- Nemėtykite masažuoklio.
- Baterijos įkrovimui naudokite tik pateiktą kintamos srovės adapterį.
- Nebandykite kaip nors modifikuoti prietaisą.
- Nepalikite veikiančią ar įkraunamą masažuoklį be priežiūros.

ATSAKOMYBĖ

NESINAUDOKITE ELEEEELS SMŪGINIU MASAŽUOKLIU AR BET KOKIU KITU VIBRACINIU PRIETAISU, NEGAVĘ GYDYTOJO, SPECIALISTO AR FIZIOTERAPEUTO SUTIKIMO, ypač jeigu esate nėščia, sergate cukriniu diabetu su komplikacijomis (pavyzdžiui, neuropatija ar tinklainės pažeidimas), turite įstatytą širdies stimuliatorių, neseniai buvo atlikta operacija, sergate epilepsija ar migrena, turite diskų išvaržą, sergate spondilolize, neseniai pakeistas sąnarys ar įstatytas intrauterinis prietaisas, metalinis strypas ar plokštelė, ar turite bendrų sveikatos problemų. Kai naudojamas smūginis masažuoklis, silpnus asmenis ar vaikus turėtų lydėti suaugęs asmuo.

GARANTIJA

JEI PER VIENERIUS METUS NUO PIRKIMO DIENOS ŠIS GAMINYS SUGENDA DĖL MEDŽIAGOS AR GAMYBOS DEFEKTO, ELEEEELS NEMOKAMAI PATAISYS ARBA PAKEIS GAMINĮ AR REIKALINGUS KOMPONENTUS.

GARANTIJA NETAIKOMA, JEIGU:

- (a) žala padaroma įvykio metu, dėl piktnaudžiavimo, netinkamo elgesio ar transportavimo metu;
- (b) gaminiui buvo atliktas neleistinas remontas;
- (c) gaminys buvo naudojamas nesilaikant ELEEEELS priežiūros instrukcijų;
- (d) padaryta žala viršija gaminio kainą;
- (e) gaminys sugedo dėl netinkamo laikymo ir (arba) sąlygų naudotojo patalpose;
- (f) nėra dokumento su gaminio pirkimo data.